


CMA Mořící pasty TS pro nerezové oceli



Popis produktu

- ▶ Mořící pasty **CMA** TS bez námahy odstraňují svarové okuje a náběhové zabarvení ve svařovaných švech a v oblastech ovlivněných svařováním.
- ▶ **CMA** mořící pasty TS dále odstraňují rez a železní kontaminace na nerezových materiálech.
- ▶ Mořící pasty **CMA** TS neobsahují kyselinu chlorovodíkovou a chloridy.

Zpracování

- ▶ Před mořením je nutné vyčistit svar od zbytky strusky a hrubé nečistoty. Poté se nanáší CMA mořící pasta TS kyselinovzdorným štětcem, na požadovanou plochu, která se má mořit.
- ▶ Čas moření nerezové oceli (např. 1.4301) je 10 až 60 minut v závislosti na stupni kontaminace nebo zpracování. U ocelí s vyšší slitinou to může trvat až 120 minut. (viz tabulka).
- ▶ Uživatel musí pomocí předběžných zkoušek stanovit dobu expozice neželezných kovů nebo jiných materiálů.
- ▶ Opláchněte studenou vodou při 150 barech.

Označení ▶	Mořící pasta TS – S	Mořící pasta TS - extra	Mořící pasta TS – kristall
Materiál ▶	1.4301, 1.4401	1.4401, 1.4439, 1.4571	1.4301, 1.4401, 1.4571
Produktivita ▶	150 - 250 lfm/kg	120 - 250 lfm/kg	150 - 250 lfm/kg
Doba působení ▶	60 - 180 min	20 - 80 min	10 - 50 min
Poznámka ▶	Není toxický	Řeší většinu problémů s mořením	Když věci musí jít rychle nebo při nízkých teplotách.